

## 淀粉检测试剂盒 (100T)

### 一般描述

淀粉是高分子碳水化合物，是由葡萄糖分子聚合而成的多糖。其基本构成单位为  $\alpha$ -D-吡喃葡萄糖，本公司的淀粉测试盒仅使用单一工作试剂，将酶对淀粉的分解和葡萄糖的检测结合为一个步骤。反应产物的吸光强度(570nm) 或荧光强度( $\lambda_{em/ex} = 585/530nm$ ) 与样本中的淀粉浓度成正比。检测范围：比色法2-200  $\mu g/mL$  淀粉；荧光法0.2-20  $\mu g/mL$  淀粉。

### 试剂盒组成与保存

缓冲液: 12 mL	-20°C保存
酶A: 120 $\mu L$	-20°C保存
酶B: 120 $\mu L$	-20°C保存
显色剂: 120 $\mu L$	-20°C保存
标准品: 50 $\mu L$ 50 mg/mL	-20°C保存

### 样品制备

**可溶性淀粉：**磨碎5-10mg样品，用1mL 90%乙醇洗去自由葡萄糖和小的低聚糖。经60°C旋转加热5分钟。在10,000转/分的离心机下离心2分钟。慢慢倒出上清液，重复清洗两次，洗净乙醇。加1 mL蒸馏水至淀粉颗粒，沸水浴中加热5分钟。在10,000转/分的离心机下离心2分钟。上清液是可溶性淀粉，抗性淀粉是不溶颗粒。吸出可溶性淀粉，对不溶颗粒加0.2 mL二甲亚砜，在沸水浴加热5分钟。测试前按1:100的比例用水稀释样品。

不溶性淀粉可用KOH/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 或KOH/acetate抽提。

### 比色法检测步骤

1. 在检测前应将所有试剂置于室温。实验过程中将酶存放在冰箱里或冰上。
2. 标准液和样品：混合 5 $\mu L$  标准液和 1245  $\mu L$  蒸馏水得到 200  $\mu g/mL$  预混液，按下表比例稀释标准品：

标号	预混液 + H <sub>2</sub> O	终量	( $\mu g/mL$ )
1	200 $\mu L$ + 0 $\mu L$	200	200
2	150 $\mu L$ + 50 $\mu L$	200	150
3	100 $\mu L$ + 100 $\mu L$	200	100
4	50 $\mu L$ + 150 $\mu L$	200	50
5	0 $\mu L$ + 200 $\mu L$	200	0

取 10 $\mu L$  稀释后的标准品和样品溶液加入 96 孔板。

DF100

3. 反应试剂。按照每孔需缓冲液 90  $\mu\text{L}$ 、酶 A 1  $\mu\text{L}$ 、酶 B 1  $\mu\text{L}$ 、显色剂 1  $\mu\text{L}$  的比例，配制足量反应试剂，并在每个标准品与样品孔中加入 90  $\mu\text{L}$  反应试剂，轻拍使其混合。
4. 室温下培养 30 分钟，在 570nm 下读取 OD 值。

### 荧光法检测步骤

使用荧光测定法时，线性测量范围为 0.2 - 20  $\mu\text{g}/\text{mL}$  淀粉。

按比色法制备的标准品步骤 1-3，稀释成为 0、5、10、15、20  $\mu\text{g}/\text{mL}$  标准液，用黑色 96 孔板。在室温下反应 30 分钟，在  $\lambda_{\text{em}} = 585\text{nm}$ ， $\lambda_{\text{ex}} = 530\text{nm}$  的条件下读取荧光值。

### 浓度计算：

用标准品的值  $R_{\text{标准品}}$  减去空白对照值  $R_{\text{空白}}$  (OD570nm 或荧光值)，对标准品浓度作图得出斜率。样品的淀粉浓度计算如下：

$$\text{淀粉浓度} = \frac{R_{\text{样品}} - R_{\text{空白}}}{\text{斜率}} \quad (\mu\text{g}/\text{mL})$$

$R_{\text{样品}}$  和  $R_{\text{空白}}$  是样品或空白（标号 5）OD570nm 或荧光值。

### 备注

1. 该实验基于一种动力学反应，建议使用多通道移液器加工作试剂。
2. 干扰：含有巯基（-SH）的试剂（e.g. 二巯基苏糖醇， $\beta$ -巯基乙醇）会干扰实验，样品制备过程中应避免巯基试剂。
3. 预防措施：本产品仅供研究用，使用过程中应严格遵循实验安全措施。