

## GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose beads

货号: GNA/MNA/RNA/HNA/FNA/BNA/VNA

储存条件: 短期使用可 4°C保存, 长期-20°C保存, 避免反复冻融。

### 产品描述

偶联 anti-GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5 纳米抗体的琼脂糖珠子用于免疫沉淀 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5 等融合蛋白。

### 产品优势

没有普通抗体的轻链和重链;

高亲和力: 解离常数达到 pM 级别;

高载量: 10μl 的 beads 可以结合 8-12μg 蛋白 (V5 标签载量为 6-8ug);

较短的孵育时间, 结合 5-30min 即可;

### 应用范围

可用于免疫沉淀 (IP) /免疫共沉淀 (CoIP)、染色质免疫沉淀 (ChIP) /RNA 结合蛋白免疫沉淀 (RIP)、酶活性测定、质谱分析等;

### 特异性

GFP 款可以结合 GFP、EGFP、YFP 和 EYFP 等; RFP 可结合 mCherry。

### 产品特性

存储缓冲液: PBS(含有 20%乙醇)。

### 实验步骤:

#### 植物组织裂解处理:

取适量植物组织样本 (叶片等) 放置于冷冻液氮中, 之后将冷冻后得植物组织样本放于研钵进行研磨, 尽可能充分研磨破坏其细胞壁。加入 500-1000ul RIPA 裂解液 (需加蛋白酶抑制剂) 进行裂解, 为了提高裂解效率, 可加入 200ul 玻璃粉充分震荡 30min, 裂解完成后 12000 rpm, 离心 30min, 吸取上清置新的离心管中, 弃去沉淀。

#### 收集细胞:

每个免疫沉淀反应大约使用  $10^6$ - $10^7$  个表达融合蛋白的细胞, 可根据绿色荧光蛋白融合蛋白表达量适当调整细胞数。吸出培养基, 向培养皿中加入预冷的 1×PBS, 漂洗 2 次, 利用细胞刮或胰酶消化收集贴壁细胞, 细胞转移到离心管, 500g 离心 3 分钟并丢弃上清液。


#### 动物细胞裂解:

1. 在裂解缓冲液中加入蛋白酶抑制剂, 用 500μl 预冷的裂解缓冲液重悬细胞。
2. 置于冰上 30 分钟, 可每 10 分钟充分吹打一次。
3. 4°C, 20,000g 离心 15 分钟, 将裂解产物 (上清) 转移到一个新的预冷管中, 丢弃沉淀。注意: 此时细胞裂解产物可长期保存于-80°C。

#### 平衡珠子:

4. 振荡充分混匀 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose, 吸取 20μl 该产品到 500 μl 预冷的裂解缓冲液中, 4°C, 2,500g 离心 2 分钟, 丢弃上清液。(此步骤可选)





#### 结合蛋白:

5. 将平衡好的 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose 加入到细胞裂解产物中 (如果未做第 4 步, 可在细胞裂解产物中直接加入 20 $\mu$ l 该产品), 于 4 $^{\circ}$ C 旋转混合结合 5-30min。如果需要, 留存 50 $\mu$ l 的裂解产物进行免疫印迹分析。
6. 4 $^{\circ}$ C, 2,500g 离心 2 分钟, 丢弃上清液。如果需要, 留存 50 $\mu$ l 上清液进行免疫印迹分析。

#### 清洗珠子:

7. 用 500 $\mu$ l 预冷的裂解缓冲液中重悬 6 中的 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose, 4 $^{\circ}$ C, 2,500g 条件下离心 2 分钟, 丢弃上清液并重复洗涤 2 次。

#### 洗脱蛋白:

##### 方法一:

8. 加入 20 $\mu$ l 2 $\times$ SDS-sample buffer 重悬 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose。95 $^{\circ}$ C, 加热 10min, 2,500g 离心 2 分钟收集上清, 收集的产物可进行 SDS-PAGE 及免疫印迹分析。

##### 方法二:

9. 替代步骤 8 的可选步骤: 加入 50 $\mu$ l 0.2 M pH2.5 的甘氨酸洗脱结合的蛋白, 孵育时间 30 秒, 期间不断混匀, 2,500g 离心 2 分钟收集上清, 为了中和酸性的甘氨酸, 需加入 5 $\mu$ l 1.0 M Tris (pH10.4)。

注意: 为了提高洗脱效率可以重复这一步。

#### 可选方案

##### 方案一:

如需进行 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5 融合酶的活性检测, 无需洗脱, 可以直接检测。

##### 方案二:

如需进行染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验, 主要用于含有 GFP 融合蛋白的蛋白质/DNA 相互作用的实验。染色质免疫沉淀一般包括细胞固定, 染色质断裂, 染色质免疫沉淀, 交联反应的逆转, DNA 的纯化以及 DNA 的鉴定。其中前期细胞固定, 染色质断裂不变; 然后接着直接进入说明书的第 5 步, 加入细胞裂解产物后, DNA-蛋白质复合物结合到 GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose 上; 进入第 6 和 7 步, 分离得到复合物; 进入第 10 步, 得到洗脱的复合物; 后期交联反应的逆转, DNA 的纯化及 DNA 的鉴定等同于普通的 ChIP 实验。RNA 结合蛋白免疫沉淀 (RIP) 实验步骤同上。

##### 方案三:

GFP/Myc/RFP/HA/DYKDDDDK/MBP/V5-Nanoab-Agarose 不仅可以用于在体内外检测和验证蛋白质之间的相互作用, 也可以结合质谱分析筛选与已知蛋白相互作用的未知蛋白。其操作步骤同免疫沉淀法, 得到洗脱的复合物后, 然后进行 SDS-PAGE 分析, 用考马斯亮蓝或者银染的方法染色后, 切下未知蛋白的条带, 用质谱技术鉴定未知蛋白。

