



PCR 封板膜 压敏透明 盒装

货号: FBM-QLD

存储条件: 常温

产品介绍

荧光定量压敏膜, 采用光学级别 PO 基材, 涂布低初粘压敏胶黏剂, 本底荧光低, 适用于 qPCR 等荧光类检测应用, 不用于普通粘性膜材, 初粘低, 封膜操作更方便。

产品特点

- 1.防蒸发效率高, 普遍蒸发率 $\leq 3\%$
2. $\geq 92\%$ 的光透过率;
- 3.低本底荧光, 对荧光定量 PCR 的影响降至最低;
- 4.轻触碰时不会粘牢, 避免粘附皮肤或手套;
- 5.施加压力时, 能与微孔板牢牢地粘在一起, 有效避免样品受到污染或溅出;
- 6.反应完成后封板膜可轻易撕下, 且无残留, 不对后续实验产生影响;
- 7.支持定制尺寸, 可以提供定制化尺寸卷材及片材;
- 8.高洁净:无 DNA、DNase、RNase、PCR 抑制剂污染。

